

# Enkel-voetorthese en knie-enkel-voetorthese

In deze flyer geven wij u informatie over de enkel-voetorthese (EVO) en de knie-enkel-voetorthese (KEVO). U leest wat hun functie is, hoe u de EVO of KEVO het beste kunt aantrekken, welke eisen er aan uw schoenen worden gesteld en we geven u informatie over onderhoud.



### Enkel-voetorthese

Een enkel-voet-orthese (EVO) is een spalk die ervoor zorgt dat u makkelijker en veiliger kunt lopen. De orthese zorgt ervoor dat uw voet in de zwaafase omhoog gehouden wordt en bij het neerkomen in een goede stand staat om veilig te belasten. Ook zijn er EVO's die de afzet van uw voet ondersteunen, zodat u iets sneller en makkelijker kunt lopen.

Bij kinderen kan een EVO worden voorgeschreven om vervorming of standafwijkingen van de enkel tegen te gaan.



### Knie-enkel-voetorthese

Een knie-enkel-voetorthese (KEVO) kan een uitkomst zijn bij de behandeling van standafwijkingen, spierzwakte of om de gewrichten in uw been te ondersteunen. Soms wordt deze orthese alleen 's nachts gedragen, maar in veel gevallen wordt de KEVO de hele dag gedragen. Daarom is het belangrijk dat de orthese goed aansluit op uw lichaam, wensen en (on)mogelijkheden.

### Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact met ons op via 010 241 2555.

Rijndam Orthopedietechniek  
Westersingel 300  
3015 LJ Rotterdam  
010 241 2555  
orthopedietechniek@rijndam.nl  
www.rijndam.nl/orthopedietechniek

**RJNDAM**  
ORTHOPEDIETECHNIEK

Rijndam Orthopedietechniek is onderdeel van De Hoogstraat Orthopedietechniek



### In combinatie met uw schoen

Een EVO of KEVO kan in meerdere schoenen worden gebruikt. Het is wel belangrijk dat elke schoen dezelfde hakhoogte heeft. Neem uw EVO of KEVO mee als u nieuwe schoenen koopt om de juiste hakhoogte te bepalen.

Vaak past de orthese in een gewone schoen. Heeft u moeite met het vinden van de juiste schoenen, dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij schoenenspecialzaak Wittepoel met vestigingen in Rotterdam, Gouda, Vlaardingen en Dordrecht. Hier vindt u een uitgebreid aanbod van schoenen in lengte- en breedtematen.



## Hoe kiest u de juiste schoen?

- ▶ Let u erop dat de schoen uw voet goed omsluit bij de wreef en goede steun geeft aan de zijkanten van uw voet. Bij kinderen heeft de orthese vaak een binnenschoen. Dan hoeft de schoen minder steun te bieden. De stevigheid zit dan in de spalk.



- ▶ Schoenen met vetersluiting, klittenbandsluiting of gesp geven het beste resultaat.
- ▶ Schoenen met een uitneembare inlegzool zijn handig. De inlegzool haalt u uit de schoen, zodat de orthese beter in de schoen past.
- ▶ Soms moet u schoenen kopen die één maat groter zijn.
- ▶ Twijfelt u over de keuze van uw schoen? Vraag of u de schoen op zicht mag meenemen en bel ons voor een afspraak. Wij denken graag met u mee.



## Hoe trekt u de EVO of KEVO aan?

Als u een orthese met binnenschoen heeft, plaatst u de voet in de orthese en maakt u de binnenschoen vast. Schuif de orthese daarna in uw schoen. Heeft u een orthese zonder binnenschoen?

- ▶ Maak de veters of rits van uw schoen los voor een ruime instap.
- ▶ Plaats de orthese in de schoen.
- ▶ Schuif de voet in de schoen.

**Tip:** Als het aantrekken moeilijk gaat kunt u wat talkpoeder in uw schoen strooien.



## Wennen

Uw huid moet wennen aan de druk van de orthese. Controleer uw huid regelmatig op drukplekken. Een drukplek is een rode plek die na het uitdoen van de orthese, na 15 minuten nog niet is weggetrokken. Als u weinig gevoel heeft in uw (onder)been/voet, controleert u dan de voet na het dragen van uw orthese op drukplekken. Als u een drukplek ontdekt die niet weg trekt, bel ons dan voor een afspraak.

**Tip:** U kunt evt. een (knie)kous in de orthese dragen. Deze beschermt de huid beter tegen drukplekken.



### Onderhoud

Maak de orthese regelmatig schoon met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel. Als u een binnenschoen in de spalk heeft, maakt u deze schoon met een vochtige doek. Onderzoek de orthese regelmatig op scheurtjes. Als u merkt dat er scheurtjes in de orthese ontstaan, maak dan een controleafspraak. Bel ons ook als u merkt dat het klittenband niet meer goed vastplakt. Wij vervangen de banden dan voor u!



### Autorijden

U vindt hierover informatie op de website van het CBR: [www.cbr.nl](http://www.cbr.nl). Bent u in behandeling bij een revalidatiearts, overleg dan ook hiermee.



### Fitness

U mag met een EVO of KEVO **geen** fitness-oefeningen (zoals legpress, roeiapparaat of squatbewegingen) uitvoeren.