

Zo werken we

U krijgt een armprothese

In deze folder leest u alles over het aanmeten van een armprothese.



Aanmeten en maken

De orthopedisch instrumentmaker zal bij het aanmeten van uw prothese handmatig een aantal maten bij u opnemen en vervolgens een gipsafdruk maken. Als de instrumentmaker gegijpt heeft, wordt het gipsmodel handmatig bewerkt, voordat er een prothesekoker kan worden gemaakt.



Passen

De buitenkoker van uw prothese is voor u op maat gemaakt. In deze buitenkoker draagt u een siliconen liner die de schokken opvangt en ervoor zorgt dat er zo min mogelijk drukpunten ontstaan. Natuurlijk moet de prothese goed aan uw lichaam vast blijven zitten, vooral tijdens het lopen. Daarom zijn de koker en de liner met elkaar verbonden door een pin, een koordje of een vacuümsysteem.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact met ons op via 010 241 2555.

Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndam.nl/orthopedietechniek

RJNDAM
ORTHOPEDIETECHNIEK

Rijndam Orthopedietechniek is onderdeel van De Hoogstraat Orthopedietechniek



Afleveren

Tijdens de volgende afspraak krijgt u de prothese mee. Bij deze afspraak is vaak ook een handtherapeut aanwezig, zeker als het gaat om een eerste prothese. U oefent dan samen met de handtherapeut uw prothese. Aan de hand van de ervaringen tijdens deze training wordt bepaald hoe de draagtijd van uw prothese wordt opgebouwd en welke oefeningen u het beste kunt doen. Daarna worden vervolgspraken afgesproken.